



controlColor

Eine Entwicklung aus den Forschungslabors von BBCOS für **technisch-multifunktionelle Modulationen in Verbindung mit neutralen und alkalischen Produkten.**

1. VERDICKENDE FUNKTION

Erhöht die Viskosität des technischen Produkts und erleichtert so die Anwendung.

2. ISOLIERENDE FUNKTION

- Ermöglicht die Anwendung von verschiedenen Färbungsformeln, wobei die Strähnen direkt in Kontakt kommen und damit eine Farbübertragung vermieden wird.

- Ermöglicht den Kontakt von kolorierten Strähnen mit NICHT kolorierten Haaren, sofern diese vorher mit controlColor befeuchtet wurden.

Anwendung

EMPFOHLENE DOSIERUNG für InnovationEvo - KeratinColor - White Diamond - White Diamond Cream - KeratinDeco: MIX im Verhältnis 10:1 (10%) berechnet für Cremes oder Pulver, bevor das Oxidationsmittel hinzugegeben wird. Bei dessen Dosierung wiederum darf nur die Menge der Cremefärbung berücksichtigt werden, z.B. 100 gr InnovationEvo + 150 gr Oxigen + 10 gr controlColor.

EMPFOHLENE DOSIERUNG für COLORTRIBE:

MIX im Verhältnis 10:1,5 (15%), z.B.:

100 gr COLORTRIBE mit 15 gr controlColor.

Format: 250 ml



neutralColor refix&stay

neutralColor ist das basen-neutralisierende Nachbehandlungsmittel, das von den BBCOS-Fachleuten entwickelt wurde.

Die Formulierung von neutralColor mit saurem pH-Wert neutralisiert einen Teil des Ammoniaks, das in den Tinkturen InnovationEvo enthalten ist, und passt diese damit der "Ton-in-Ton-Anwendung" an, wenn sie mit Oxigen 10 vol. 3% verbunden werden. Weiße Haare werden zu 50% abgedeckt. Durch diese Besonderheit ist neutralColor außerdem ideal für die Tönung von vorher entfärbten Haaren.

Anwendung

neutralColor muss mit der Cremefärbung gemischt werden, bevor das Oxidationsmittel hinzugegeben wird. Bei dessen Dosierung wiederum darf nur die Menge der Cremefärbung berücksichtigt werden.

Beispiel MIX 1:1/2

1. 100 gr InnovationEvo mit 50 gr neutralColor abwiegen und glattrühren.
2. 150 gr Oxigen 10 vol. 3% abwiegen.
3. Auf die Haare auftragen.

neutralColor verändert die Einwirkzeiten der Tinktur InnovationEvo nicht.

Format: 100 ml

